



## PEDIDO DE EXAME (roTEM) TROMBOELASTOMETRIA

[www.trombocore.com.br](http://www.trombocore.com.br) para acessar o laudo

Nome: \_\_\_\_\_ Unidade: \_\_\_\_\_

Prontuário: \_\_\_\_\_ Data do pedido: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ou cole etiqueta

Médico Assistente: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

### Drogas em uso:

AAS (aspirina)- Dose: \_\_\_\_\_

Cumarínicos - Qual : \_\_\_\_\_ Dose: \_\_\_\_\_

Heparinas - Qual: \_\_\_\_\_ Dose: \_\_\_\_\_

Anti-inflamatório não esteróide (AINE): \_\_\_\_\_

Uso de bloqueadores **orais** glicoproteínas: Qual: \_\_\_\_\_

Uso de bloqueadores **venosos** glicoproteínas: Qual: \_\_\_\_\_

Sim Não Interrompeu Dias

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

### Indicação:

Monitorização para reposição racional de sangue e componentes

☐

Monitorização para utilização de hemoderivados (Fibrinogênio, rFVIIa)

☐

Monitorização da coagulação em pré-operatório

☐

Avaliação de riscos trombozes e sangramentos

☐

Monitorização de heparinização terapêutica

☐

Monitorização de coagulopatias e/ou sangramentos em excesso

☐

Monitorização em hipotermia ou pós-trombólise

☐

Protocolo de cirurgia cardíaca complexa ou transplantes

☐

Observações e exames adicionais:

\*Colher o sangue em tubo citratado (tampa azul) de 3,5 mL, misturando gentilmente, em temperatura ambiente. Pode ser de PAM ou venosa sem heparina, mas **sem estar com via heparinizada**.